


STREP A BLUELINE PIKATESTI




- **Luotettava**
- **Nopea suorittaa**
- **Kätevästi purkissa**



HELPPO TULKITSEMINEN

Tulos on positiivinen, jos kaksi juovaa on näkyvissä. Kontrollialueella (C) pitää olla sininen juova, ja testialueella (T) pitää näkyä punertava juova.



Tuotenumero Tuote
StrepA-50T-S Strep A Blue Line testi 50kpl purkeissa

Pakkaus
50 kpl/purkki