


Salofa oy



**Kotimaiset
päihdetestit,
myös tarpeidesi
mukaan
räätälöitynä**



Tarpeidesi mukaan räätälöidyt päihde- ja huume-testit

Salofa Oy tarjoaa laajan valikoiman päihde- ja huume-testejä eri tarkoituksiin. Päihde- ja huume-testivalikoimaamme kuuluu päihde-testit virtsasta ja manipulaatiotestit. Näillä pikahuume-testeillä hoitoalan ammattilaiset voivat helposti ja nopeasti selvittää, käyttääkö potilas päihkeitä. Huumeeseulan avulla voidaan osoittaa, mihin huumeaineryhmään aine kuuluu tai kun halutaan seuloa enemmän kuin yksi mahdollinen aine.

Kehitämme huumeainetestejä jatkuvasti asiakkaidemme tarpeita paremmin vastaaviksi, yhdessä teidän kanssanne. Valmiin tuotevalikoimamme lisäksi valmistamme myös räätälöityjä testipaketteja. Testillä testattavia aineita ja raja-arvoja voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaan.

Kaikki testipakettimme valmistetaan omassa tehtaassamme Salossa. Sijaintimme varmistaa nopeat toimitukset Euroopassa ja vähentää kuljetuskustannuksia ja päästöjä. Jatkuva innovaatio ja kehitys kaikessa tekemisessämme takaa, että tarjoamme asiakkaillemme luotettavia, turvallisia ja laadukkaita tuotteita.

C7-11-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 7 tikkua	Fentanyl	FYL	10
	Metyylifenidaatti	MPD	300
Pakkauskoko 25	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
Valmistaja Salofa Oy	Kreatiniini	Krea	-
	pH-arvo	pH	-
	Ominaispaino	SG	-

C8-11-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 8 tikkua	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kotiniini	COT	200
	Etyylglukuronidi	ETG	500
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyl	FYL	10
	Opiatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50
	Kreatiniini	Krea	-

C8-22-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 8 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Metamfetamiini	MET	500
	Opiatit	OPI	300
Valmistaja Salofa Oy	Kannabis	THC	50
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C8-33-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 8 tikkua	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Etyyliglukuronidi	ETG	500
Pakkauskoko 25	Fentanyl	FYL	10
	Opiatit	OPI	300
Valmistaja Salofa Oy	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Kreatiniini	Krea	-

C10-44-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 10 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kokaiini	COC	300
	Metamfetamiini	MET	500
Valmistaja Salofa Oy	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C10-55-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 10 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Fentanyl	FYL	10
	Metamfetamiini	MET	500
Valmistaja Salofa Oy	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Kreatiniini	Krea	-

C11-11-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 11 tikkua	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kotiniini	COT	200
	Etyyliglukuronidi	ETG	500
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	LSD	LSD	20
	Opiaatit	OPI	300
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C11-22-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 11 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-
	Amfetamiini	AMP	500

C11-33-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 11 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C12-22-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 12 tikkua	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Kotiniini	COT	200
Pakkauskoko 25	Etyyliglukuronidi	ETG	500
	Fentanyyli	FYL	10
Valmistaja Salofa Oy	Synteettinen hasis	K2	50
	LSD	LSD	20
	Opiaatit	OPI	300
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C12-33-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 12 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kokaiini	COC	300
	Ekstaasi	MDMA	500
Valmistaja Salofa Oy	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C12-44-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 12 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
Valmistaja Salofa Oy	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C12-66-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 12 tikkua	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkausko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Metamfetamiini	MET	500
Valmistaja Salofa Oy	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C12-662-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 12 tikkua	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkausko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Fentanyyli	FYL	10
Valmistaja Salofa Oy	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C12-663-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 12 tikkua Pakkauskoko 25 Valmistaja Salofa Oy	Aminoklonatsepaami	7ACL	200
	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C12-77-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 12 tikkua Pakkauskoko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
	Fentanyyli	FYL	10
	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C13-11-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 14 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kokaiini	COC	300
	Ekstaasi	MDMA	500
Valmistaja Salofa Oy	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-
	pH-arvo	pH	-
	Ominaispaino	SG	-

C14-11-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 14 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kokaiini	COC	300
	Fentanyyli	FYL	10
Valmistaja Salofa Oy	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C14-22-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 14 tikkua Pakkausko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Kokaiini	COC	300
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C15-11-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 15 tikkua Pakkausko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Fentanyyli	FYL	10
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C15-22-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 15 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Fentanyyli	FYL	10
Valmistaja Salofa Oy	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Ominaispaino	SG	-
	Kreatiniini	Krea	-

C15-33-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 15 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaïini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Etyyliglukuronidi	ETG	500
	Fentanyyli	FYL	10
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

C15-44-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 15 tikkua Pakkauskoko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
	Fentanyyli	FYL	10
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiatit	OPI	300
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C16-11-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua Pakkauskoko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
	Fentanyyli	FYL	10
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C16-112-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	300 !
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	300 !
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	25 !
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C16-15-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Synteettinen hasis	K2	50
	LSD	LSD	20
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C16-22-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	Synteettinen hasis	K2	50
	LSD	LSD	20
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
Kreatiniini	Krea	-	

C16-25-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	Synteettinen hasis	K2	50
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-
Ominaispaino	SG	-	

C16-33-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Fentanyyli	FYL	10
Valmistaja Salofa Oy	Synteettinen hasis	K2	50
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C16-35-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kokaiini	COC	300
	Fentanyyli	FYL	10
Valmistaja Salofa Oy	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C16-44-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua Pakkausko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
	Fentanyyli	FYL	10
	LSD	LSD	20
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C16-45-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua Pakkausko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Fentanyyli	FYL	10
	LSD	LSD	20
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	25 !
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C16-55-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkausko 25	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	Synteettinen hasis	K2	50
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
Kreatiniini	Krea	-	

C16-66-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua Pakkauskoko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
	Fentanyyli	FYL	10
	Synteettinen hasis	K2	50
	LSD	LSD	20
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiatit	OPI	300
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C16-77-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua Pakkauskoko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Fentanyyli	FYL	10
	Gabapentin	GAB	2000
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Kreatiniini	Krea	-

C16-88-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua Pakkauskoko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
	Etyyliglukuronidi	ETG	500
	LSD	LSD	20
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

C16-99-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua Pakkauskoko 25 Valmistaja Salofa Oy	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
	LSD	LSD	20
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	pH-arvo	pH	-
	Kreatiniini	Krea	-

M6-22-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 6 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Metamfetamiini	MET	500
Valmistaja Salofa Oy	Opiaatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50

M6-33-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 6 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Metadoni	MTD	300
Valmistaja Salofa Oy	Opiaatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50

M6-44-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 6 tikkua	Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
	Kokaiini	COC	300
Pakkauskoko 25	Fentanyyli	FYL	10
	Synteettinen hasis	K2	50
Valmistaja Salofa Oy	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Pregabaliini	PGB	200

M7-11-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 7 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Metamfetamiini	MET	500
	Opiaatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50

M8-11-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 8 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Fentanylili	FYL	10
Valmistaja Salofa Oy	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50

M8-22-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 8 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Metyylifenidaatti	MPD	300
Valmistaja Salofa Oy	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50

M8-33-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 8 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Opiaatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50

M10-11-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 10 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kokaiini	COC	300
	Metamfetamiini	MET	500
Valmistaja Salofa Oy	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100
	Antidepressantit	TCA	1000

M10-22-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 10 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
Valmistaja Salofa Oy	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M10-33-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 10 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kokaiini	COC	300
	Ekstaasi	MDMA	500
Valmistaja Salofa Oy	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M10-44-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng/ml
Virtsatesti 10 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
Valmistaja Salofa Oy	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M10-55-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng/ml
Virtsatesti 10 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Fentanyyli	FYL	10
	Metamfetamiini	MET	500
Valmistaja Salofa Oy	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M10-77-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng/ml
Virtsatesti 10 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kokaiini	COC	300
	Ekstaasi	MDMA	500
Valmistaja Salofa Oy	Metamfetamiini	MET	500
	Opiaatit	OPI	300
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M12-11-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 12 tikkua	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Synteettinen hasis	K2	50
Pakkauskoko 25	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Valmistaja Salofa Oy	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Fentanyyli	FYL	10
	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M12-22-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 12 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kokaiini	COC	300
	Fentanyyli	FYL	10
Valmistaja Salofa Oy	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M12-33-S

	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 12 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Kokaiini	COC	300
	Fentanyyli	FYL	10
Valmistaja Salofa Oy	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Nortriptyliini	TCA	1000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M12-99-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
	Synteettinen hasis	K2	50
Virtsatesti 12 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Fentanyyli	FYL	10
Valmistaja Salofa Oy	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M13-11-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
Virtsatesti 13 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M13-22-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 13 tikkua	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Etyyglukuronidi	ETG	500
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M14-11-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 14 tikkua	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
Pakkauskoko 25	Bentsodiatsepiini	BZD	200
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Etyyglukuronidi	ETG	500
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metadoni	MTD	300
	Opiatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M16-11-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkausko 25	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	Synteettinen hasis	K2	50
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M16-112-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkausko 25	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	Synteettinen hasis	K2	50
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	150 !
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
Tramadoli	TML	100	

M16-22-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
	Etyyliglukuronidi	ETG	500
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	Synteettinen hasis	K2	50
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Metadoni	MTD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

M16-33-S	Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Virtsatesti 16 tikkua	Amfetamiini	AMP	500
	Buprenorfiini	BUP	10
	Bentsodiatsepiini	BZD	200
Pakkauskoko 25	Aminoklonatsepaami	7ACL	300
	Kokaiini	COC	300
Valmistaja Salofa Oy	Fentanyyli	FYL	10
	Synteettinen hasis	K2	50
	LSD	LSD	20
	Ekstaasi	MDMA	500
	Metamfetamiini	MET	500
	Metyylifenidaatti	MPD	300
	Opiaatit	OPI	300
	Oksikodoni	OXY	100
	Pregabaliini	PGB	2000
	Kannabis	THC	50
	Tramadoli	TML	100

URINECHECK-7**Määritettävät parametrit**

Manipulaatiotesti Virtsanäytteen laadun toteamiseen ennen varsinaista huumeeseulontaa	pH-arvo
Pakkauskoko 1 purkki sisältää 25 tikkua	Kreatiniini
Valmistusmaa USA	Ominaispaino
	Glutaraldehyde
	Nitriitti
	Valkaisuaine
	Pyriiniumkloromaatti

YKSITTÄISTIKUT

	Määritettävä parametri	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml	Tuotenumero
Virtsatestit yksittäisten aineiden tunnistamiseen Pakattu purkkiin, jossa 25 kpl yksittäistikkuja. Valmistaja Salofa Oy	Alkoholi	ETG	500	ETG500T-S
	Amfetamiini	AMP	300	AMP300T-S
	Amfetamiini	AMP	500	AMP500T-S
	Aminoklonatsepaami Rivatril	7ACL	300	7ACL300T-S
	Bentsodiatsepiini	BZD	200	BZD200T-S
	Buprenorfiini	BUP	5	BUP5T-S
	Buprenorfiini	BUP	10	BUP10T-S
	Ekstaasi	MDMA	500	MDMA500T-S
	Fentanyyli	FYL	5	FYL5T-S
	Fentanyyli	FYL	10	FYL10T-S
	Gabapentin	GAB	2000	GAB2000T-S
	Kannabis	THC	25	THC25T-S
	Kannabis	THC	50	THC50T-S
	Kannabis	THC	200	THC200T-S
	Ketamiini	KET	1000	KET1000T-S
	Kokaiini	COC	300	COC300T-S
	LSD	LSD	20	LSD20T-S
	Metamfetamiini	MET	500	MET500T-S
	Metadoni	MTD	300	MTD300T-S
	Metyylifenidaatti (ADHD, Concertan ja Ritalinin vaikuttava aine)	MPD	150	MPD150T-S
	Metyylifenidaatti (ADHD, Concertan ja Ritalinin vaikuttava aine)	MPD	300	MPD300T-S
	Oksikodoni	OXY	100	OXY100T-S
	Opiatit	OPI	300	OPI300T-S
	Pregabaliini	PGB	2000	PGB2000T-S
	Synteettinen hasis	K2	50	K250T-S
Tramadoli	TML	100	TML100T-S	
pH-arvo	pH	-	PH-T-S	