

Tarpeidesi mukaan räätälöidyt päihde- ja huume-testit

Valmiin tuotevalikoimamme lisäksi valmistamme myös räätälöityjä testipaketteja. Testillä testattavia aineita ja raja-arvoja voidaan muokata asiakkaan toiveiden mukaan.

UUTUUSTESTIT

Alfa-PVP
Nitarseeni
Ksylatsiini


Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Myynti

sales@salofa.com

Tuotetilaukset

order@salofa.com




Salofa



KOTIMAISET PÄIHDETESTIT

myös tarpeidesi
mukaan räätälöitynä



Saatavilla esimerkiksi seuraavat päihdetestikasetit

C8-11-S


Virtsatesti 8 tikkua
Pakkauskoko 25 kpl
Valmistaja Salofa Oy

Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Buprenorfiini	BUP	10
Bentsodiatsepiini	BZD	200
Kotiniini	COT	200
Etyyliglukuronidi	ETG	500
Fentanyyli	FYL	10
Opiaatit	OPI	300
Kannabis	THC	50
Kreatiniini	Krea	-


C16-11-S

Virtsatesti 16 tikkua
Pakkauskoko 25 kpl
Valmistaja Salofa Oy

Määritettävät parametrit	Lyhenne	Raja-arvo ng / ml
Amfetamiini	AMP	500
Buprenorfiini	BUP	10
Bentsodiatsepiini	BZD	200
Aminoklonatsepaami	7-ACL	300
Kokaiini	COC	300
Fentanyyli	FYL	10
Ekstaasi	MDMA	500
Metamfetamiini	MET	500
Metyylifenidaatti	MPD	300
Metadoni	MTD	300
Opiaatit	OPI	300
Oksikodoni	OXY	100
Pregabaliini	PGB	2000
Kannabis	THC	50
Tramadoli	TML	100
Kreatiniini	Krea	-



Nyt saatavilla myös sylkitestit



Unow 8-1

Määritettävät parametrit	Lyhenne
Bentsodiatsepiini	BZD
Kannabis	THC
Amfetamiini	AMP
Oksikodoni	OXY
Kokaiini	COC
Morfiini	MOR
Metamfetamiini	MET
Ketamiini	KET

Unow 8-2

Määritettävät parametrit	Lyhenne
Fentanyyli	FYL
Kannabis	THC
Amfetamiini	AMP
Buprenorfiini	BUP
Kokaiini	COC
Morfiini	MOR
Metamfetamiini	MET
Ketamiini	KET